

Anticorps Polyclonal De Lapin Phospho-Egfr-Y869 Pour Wb Et Elisa - P00533

Numéro d'article: CM0001803



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique au phospho ciblant EGFR Tyr869, adapté pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'EGFR humain, de souris et de rat (~134 kDa). Idéal pour l'étude de la signalisation EGFR, du cancer et de l'activité kinase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-EGFR-Y869 Lapin pAb
Remarques/Alias	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y869
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1956
GeneID	1956
Immunogène	Peptide Synthétique : Un peptide phosphorylé synthétique autour de Y869 de l'EGFR humain (NP_005219.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P00533
Poids Protéique	134kDa
Expédition	Sac de glace