

Anticorps Polyclonal De Lapin Phospho-Egfr-Y992 Pour Wb Et Elisa - P00533

Numéro d'article: CM0000589



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique du phosphosite ciblant l'EGFR phosphorylé en Y992. Convient pour WB et ELISA avec réactivité humaine et murine. Idéal pour la recherche sur la signalisation de l'EGFR et l'oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-EGFR-Y992 Lapin pAb
Remarques/Alias	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y992
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1956
GeneID	1956
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide phosphorylé synthétique autour de Y992 de l'EGFR humain (NP_005219.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P00533
Poids de la protéine	134kDa
Expédition	Sac de glace