

Pab De Lapin Anti-Phospho-Eif4E-S209 - P06730

Numéro d'article: CM0001582



Introduction

pAb de lapin anti-Phospho-eIF4E-S209 pour Western blot et ELISA, détectant l'eIF4E humain et murin phosphorylé sur la sérine 209. Idéal pour la recherche sur l'initiation de la traduction, l'exportation d'ARNm et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-Phospho-eIF4E-S209
Remarques / Alias	CBP; EIF4F; AUTS19; EIF4E1; eIF-4E; EIF4EL1; Phospho-eIF4E-S209
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	1977
ID du gène	1977
Immunogène	Peptide synthétique Peptide phosphorylé synthétique autour du résidu S209 de l'eIF4E humain (NP_001959.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P06730
Poids de la protéine	25 kDa
Expédition	Sachet de glace