

Anticorps Monoclonal De Lapin Phospho-Eif4Ebp1 (S65) Pour Wb, Elisa - Q13541

Numéro d'article: CM0001051



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin phospho-spécifique de haute qualité ciblant eIF4EBP1 phosphorylé sur la Ser65, validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit croisé avec les espèces humaine et souris. Idéal pour les études sur la régulation de la traduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-eIF4EBP1-S65 Rabbit mAb
Remarques/Alias	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; Phospho-eIF4EBP1-S65
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	1978
ID de gène	1978
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour de la S65 du Phospho-eIF4EBP1-S65 humain (NP_004086.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q13541
Poids de la protéine	13kDa
Expédition	Sac de glace