

Anticorps Polyclonal Anti-Phospho-Eif4Ebp1 (T37/T46) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13541

Numéro d'article: CM0001319



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la forme phosphorylée de eIF4EBP1 (T37/T46) pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Validé chez l'homme, la souris, le rat. Régule l'initiation de la traduction via mTORC1 ; clé pour la recherche sur le cancer et le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-eIF4EBP1-T37/46 pAb de lapin
Remarques/Alias	BP-1 ; 4EBP1 ; 4E-BP1 ; PHAS-I ; Phospho-eIF4EBP1-T37/46
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	1978
Identifiant du gène	1978
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide phosphorylé synthétique autour des résidus T37 & T46 de la protéine eIF4EBP1 humaine (NP_004086.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13541
Poids moléculaire de la protéine	13 kDa
Expédition	Sac de glace