


Mab De Lapin Anti-Phospho-Eif4Ebp1-T37/T46 Pour Wb Et Elisa - Q13541

Numéro d'article: CM0000658



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin phospho-spécifique ciblant la phosphorylation de eIF4EBP1 au niveau des résidus T37/T46. Validé pour WB et ELISA sur échantillons humains et de rat. Indispensable pour l'étude de la signalisation par mTORC1 et la régulation de la traduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-Phospho-eIF4EBP1-T37/T46
Remarques / Alias	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; Phospho-eIF4EBP1-T37/T46
Espèces	Humain, Souris, Rat
Identifiant du gène (humain)	1978
Immunogène	Peptide phosphorylé synthétique correspondant à la région T37&T46 de l'EIF4EBP1 humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q13541
Poids moléculaire de la protéine	13 kDa
Expédition	Sac de glace