


Anticorps Pab De Lapin Phospho-Eif4Ebp1-T45 Pour Western Blot - Q13541

Numéro d'article: CM0001458



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique du phospho-eIF4EBP1 (T45) pour Western blot. Détecte le eIF4EBP1 humain phosphorylé sur Thr45, un répresseur translationnel clé dans la signalisation mTORC1.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-eIF4EBP1-T45 Lapin pAb
Remarques/Alias	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; Phospho-eIF4EBP1-T45
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	1978
ID de gène	1978
Immunogène	Peptide phospho-spécifique synthétique correspondant aux résidus entourant le Thr45 du eIF4EBP1 humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q13541
Poids de la protéine	13kDa
Expédition	Sac de glace