


Phospho-Eif4G1-S1108 Lapin Pab Pour Wb, Elisa - Q04637

Numéro d'article: CM0001570



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique du phospho-EIF4G1 (Ser1108) validé pour WB et ELISA. Détecte l'EIF4G1 endogène dans des échantillons humains, murins et de rat, soutenant la recherche sur l'initiation de la traduction et la réponse au stress.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-EIF4G1-S1108 Lapin pAb
Remarques/Alias	P220 ; EIF4F ; EIF4G ; EIF4GI ; PARK18 ; EIF-4G1 ; Phospho-EIF4G1-S1108
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	1981
Identifiant du gène	1981
Immunogène	Peptide synthétique / Un peptide phosphorylé synthétique autour de la S1108 de l'EIF4G1 humain (NP_001278086.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q04637
Poids protéique	175 kDa
Expédition	Sac de glace