

Phospho-Enos-S1177 Lapin Pab Pour Wb, Elisa - P29474

Numéro d'article: CM0000985



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique pour l'eNOS humaine phosphorylée sur Ser1177. Validé pour le Western blot et l'ELISA, idéal pour l'étude de la signalisation NO endothéliale, de l'angiogenèse et de la régulation vasculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-eNOS-S1177 Lapin pAb
Remarques/Alias	eNOS; ECNOS; Phospho-eNOS-S1177
Espèce	Humain
ID de gène	4846
Immunogène	Peptide phosphorylé synthétique autour de S1177 de l'eNOS humaine (NP_000594.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P29474
Poids de la protéine	133kDa
Expédition	Sac de glace