

Anticorps Monoclonal Lapin Phospho-Epha2-S897 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P29317

Numéro d'article: CM0001293



Introduction

Anticorps monoclonal lapin Phospho-EPHA2 (S897) validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Détecte l'EPHA2 humaine et murine, une récepteur tyrosine kinase impliquée dans l'adhésion cellulaire, la migration et l'entrée virale. Convient pour la recherche IVD et le développement de tests de diagnostic.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	mAc Lapin Phospho-EPHA2-S897
Remarques/Alias	ECK; CTPA; ARCC2; CTPP1; CTRCT6; Phospho-EPHA2-S897
Espèce	Humain
GeneID	1969
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide phosphorylé synthétique autour de la S897 de l'EPHA2 humaine (NP_004422.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P29317
Poids Protéique	108kDa
Expédition	Sac de glace