

Pab De Lapin Phospho-Epha2-S897 Pour Wb, Elisa - P29317

Numéro d'article: CM0001185



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique détectant l'EPHA2 phosphorylé sur la sérine 897, validé pour WB et ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation par EPHA2 dans le cancer, le développement et l'entrée virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Phospho-EPHA2-S897 de lapin
Remarques / Alias	ECK; CTPA; ARCC2; CTPP1; CTRCT6; Phospho-EPHA2-S897
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	1969
ID du gène	1969
Immunogène	Peptide phosphorylé synthétique autour du site S897 de l'EPHA2 humain (NP_004422.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P29317
Poids de la protéine	108kDa
Expédition	Sac isotherme