

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Epha2-Y594 Pour Wb Et Elisa - P29317

Numéro d'article: CM0001610



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de la forme phosphorylée Y594 de l'EPhA2 humain (récepteur 2 de l'éphrine de type A). Validé pour le western blot et l'ELISA ; réactivité croisée avec l'humain et le rat. Adapté à la recherche sur la signalisation des récepteurs tyrosine kinases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-Phospho-EPHA2-Y594
Remarques/Alias	ECK ; CTPA ; ARCC2 ; CTPP1 ; CTRCT6 ; Phospho-EPHA2-Y594
Espèce	Humain
ID de gène	1969
Immunogène	Un peptide synthétique phosphorylé autour du résidu Y594 de l'EphA2 humain (NP_004422.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P29317
Poids de la protéine	108 kDa
Expédition	Sac de glace