


Pab De Lapin Phospho-ErbB4/Her4-Y1284 - Q15303

Numéro d'article: CM0000596



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique dirigé contre ErbB4/HER4 au niveau de la tyrosine 1284, validé pour WB et ELISA. Détecte ErbB4 humain, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la signalisation des récepteurs tyrosine kinases dans le développement et les pathologies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin Phospho-ErbB4/HER4-Y1284
Remarques / Alias	HER4; ALS19; p180erbB4; Phospho-ErbB4/HER4-Y1284
Espèce	Humain
Identifiant de gène	2066
Immunogène	Peptide phosphorylé synthétique autour de Y1284 d'ErbB4/HER4 humain (NP_005226.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15303
Poids de la protéine	147kDa
Expédition	Sac isotherme