

Anticorps Polyclonal De Lapin Phospho-Erk1-T202 + Erk2-T185 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P28482 / P27361

Numéro d'article: CM0001598



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique du phospho-site reconnaissant ERK1 (phospho T202) et ERK2 (phospho T185). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA chez l'humain, la souris, le rat. Essentiel pour la recherche sur la signalisation MAPK/ERK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-ERK1-T202 + ERK2-T185 pAc Lapin
Espèce	Humain
ID de gène	5594 / 5595
Immunogène	Peptide phosphorylé synthétique autour du T202 de l'ERK1/ERK2 humain (NP_002737.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P28482 / P27361
Poids de la protéine	38kDa/40kDa/43kDa
Expédition	Sac de glace