

Phospho-Erk1 (T202/Y204) + Erk2 (T185/Y187) Ac Monoclonal De Lapin Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P27361/P28482

Numéro d'article: CM0001809



Introduction

Ac monoclonal de lapin spécifique de la phosphorylation contre ERK1 (T202/Y204) et ERK2 (T185/Y187). Validé pour Western blot, IHC paraffine et ELISA dans les tissus humains, murins et de rat. 42/44 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin Phospho-ERK1-T202/Y204 + ERK2-T185/Y187
Remarques/Alias	ERK-1 ; ERK1 ; ERT2 ; HS44KDAP ; HUMKER1A ; P44ERK1 ; P44MAPK ; PRKM3 ; p44-ERK1 ; p44-MAPK ; Phospho-ERK1-T202/Y204 + ERK2-T185/Y187
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5594/5595
GeneID	5595/5594
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide phosphorylé synthétique autour de T202 & Y204 de l'ERK1 humain (P27361).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P27361/P28482
Poids moléculaire protéique	42 kDa/44 kDa
Expédition	Sac de glace