


Anticorps Polyclonal De Lapin Phospho-Erk3-S189 Pour Wb, Elisa - Q16659

Numéro d'article: CM0000551



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique ciblant ERK3 (MAPK6) au niveau du Ser189. Validé pour les applications Western blot et ELISA ; réagit de manière croisée avec des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour les études de signalisation des MAP kinases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-ERK3-S189 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ERK3; PRKM6; p97MAPK; HsT17250; Phospho-ERK3-S189
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	5597
ID du gène	5597
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de S189 de l'ERK3 humain (NP_002739.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16659
Poids protéique	83kDa
Expédition	Sachet réfrigérant