


Anticorps Polyclonal De Lapin Phospho-Esr α -S167 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P03372

Numéro d'article: CM0001921



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de la phosphorylation ciblant le récepteur des œstrogènes α (ER α /ESR1) au niveau de la phosphorylation Ser167. Validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit avec l'humain. Convient à l'étude de la signalisation œstrogénique, de la biologie du cancer et des voies des récepteurs nucléaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-ESR α -S167 pAc Lapin
Remarques/Alias	ER; ESR; Era; ESRA; ESTRR; NR3A1; Phospho-ESR α -S167
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2099
GeneID	2099
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour de la S167 du récepteur des œstrogènes alpha humain (ESR1) (NP_000116.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P03372
Poids de la protéine	66kDa
Expédition	Sac de glace