


Anticorps Polyclonal De Lapin Phospho-Ezh2/Kmt6 (T311) Pour Wb, Elisa - Q15910

Numéro d'article: CM0001206



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique détectant EZH2 phosphorylé au niveau du Thr311. Validé pour WB et ELISA, adapté à la recherche épigénétique, sur la chromatine et sur le cancer. Réactivité croisée avec le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-EZH2/KMT6-T311 Rabbit pAb
Remarques / Alias	WVS; ENX1; KMT6; WVS2; ENX-1; EZH2b; KMT6A; Phospho-EZH2/KMT6-T311
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2146
GeneID	2146
Immunogène	Peptide synthétique - Peptide phosphorylé synthétique autour de T311 de EZH2/KMT6 humain (NP_001190176.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	Q15910
Poids de la protéine	85kDa
Expédition	Sac de glace