


Ac Pab De Lapin Anti Phospho-Ezr-T567/Rdx-T564/Msn-T558 Pour Wb, Elisa - P15311 / P35241 / P26038

Numéro d'article: CM0001008



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique du phosphate détectant l'Ezrine (T567), la Radixine (T564) et la Moésine (T558). Validé pour WB et ELISA chez l'humain et le rat. Utile pour l'étude de l'activation des protéines ERM et des interactions cytosquelette-membrane. PM prévu 23-71 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac pAb de lapin anti Phospho-EZR-T567/RDX-T564/MSN-T558
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7430/4478/5962
GeneID	7430/4478/5962
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour du T567 de l'EZR/RDX/MSN humaine (NP_003370.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P15311/P35241/P26038
Poids moléculaire	23-71 kDa
Expédition	Sac de glace