

Anticorps Polyclonal De Lapin Phospho-Ezrin-T567 Pour Wb - P15311

Numéro d'article: CM0001107



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique du phospho-site ciblant l'Ezrine humaine à la thréonine 567. Validé pour le Western blot (WB) chez l'humain, la souris et le rat. Désirable pour l'étude de la dynamique du cytosquelette, de l'adhésion cellulaire et des interactions membrane-cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps pAb Lapin Phospho-Ezrin-T567
Remarques/Alias	CVL; CVIL; VIL2; HEL-S-105; Phospho-Ezrin-T567
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7430
GeneID	7430
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide spécifique du phospho-site correspondant aux résidus entourant le T567 de l'Ezrine humaine
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P15311
Poids de la protéine	69kDa
Expédition	Sac de glace