


Anticorps Monoclonal De Lapin Phospho-Ezrine (T567) + Radixine (T564) + Moésine (T558) Pour Wb Et Elisa - P15311 / P35241 / P26038

Numéro d'article: CM0001332



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin phospho-spécifique détectant l'Ezrine (T567), la Radixine (T564) et la Moésine (T558) phosphorylées chez l'homme, la souris, le rat. Adapté pour le WB et l'ELISA. Idéal pour étudier l'activation des protéines ERM et la signalisation du cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin Phospho-Ezrine-T567+Radixine-T564+Moésine-T558
Remarques/Alias	CVL ; CVIL ; VIL2 ; HEL-S-105 ; DFNB24 ; Radixine ; HEL70 ; IMD50 ; Moésine
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7430/5962/4478
GeneID	7430/5962/4478
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de T567/T564/T558 de l'Ezrine/Radixine/Moésine humaine
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P15311/P35241/P26038
Poids protéique	23-71 kDa
Expédition	Sac de glace