


Phospho-Ezrine-Y353 Pab De Lapin Pour Wb Et Elisa - P15311

Numéro d'article: CM0001093



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique ciblant l'Ezrine humaine phosphorylée au niveau du résidu Y353 (SWISS P15311), validé pour les applications Western blot et ELISA, idéal pour les études sur le cytosquelette et la polarité cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-Ezrine-Y353 pAb de lapin
Remarques/Alias	CVL; CVIL; VIL2; HEL-S-105; Phospho-Ezrine-Y353
Espèce	Humain
GeneID (humain)	7430
GeneID	7430
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour du résidu Y353 de l'Ezrine humaine (NP_003370.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P15311
Poids de la protéine	69kDa
Expédition	Sac de glace