


Phospho-Fadd-S194 Lapin Pab Pour Wb, Elisa - Q13158

Numéro d'article: CM0000516



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique au phospho ciblant le FADD humain phosphorylé sur S194, validé pour le Western blot et l'ELISA. Idéal pour les applications de recherche sur l'apoptose et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-FADD-S194 Lapin pAb
Remarques/Alias	GIG3; IMD90; MORT1; Phospho-FADD-S194
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8772
GeneID	8772
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour du S194 du FADD humain (NP_003815.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q13158
Poids de la protéine	23kDa
Expédition	Sac de glace