


Ac Mab De Lapin Anti-Phospho-Fak-Y397 Pour Wb Et Elisa - Q05397

Numéro d'article: CM0000863



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin spécifique du phospho-épitope contre FAK phosphorylé en Y397, validé pour les applications Western blot et ELISA sur des échantillons humains. Idéal pour l'étude de la signalisation des intégrines, de la migration cellulaire et de la dynamique des adhésions focales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac mAb de lapin anti-Phospho-FAK-Y397
Remarques/Alias	FAK; FADK; FAK1; FRNK; FADK 1; PPP1R71; p125FAK; pp125FAK; Phospho-FAK-Y397
Espèce	Humain
ID de gène	5747
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de Y397 de FAK humain (NP_722560.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q05397
Poids de la protéine	119kDa
Expédition	Sac de glace