


Anticorps Polyclonal De Lapin Phospho-Fak-Y397 Pour Wb, Elisa - Q05397

Numéro d'article: CM0001945



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique ciblant la FAK phosphorylée sur Tyr397. Validé pour WB et ELISA sur échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la signalisation des intégrines et la migration cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-FAK-Y397 Rabbit pAb
Remarques / Alias	FAK; FADK; FAK1; FRNK; FADK 1; PPP1R71; p125FAK; pp125FAK; Phospho-FAK-Y397
Espèce	Humain
GenelD (humain)	5747
GenelD	5747
Immunogène	Peptide synthétique
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q05397
Poids de la protéine	119kDa
Expédition	Sac de glace