


Anticorps Polyclonal De Lapin Phospho-Fak-Y576/577 Pour Wb, Elisa - Q05397

Numéro d'article: CM0001959



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique ciblant FAK (phosphorylé au niveau Tyr576/577) pour applications Western blot et ELISA sur échantillons humains. Utile pour l'étude de la signalisation des intégrines, la migration cellulaire et l'adhésion.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-FAK-Y576/577 Rabbit pAb
Remarques/Alias	FAK; FADK; FAK1; FRNK; FADK 1; PPP1R71; p125FAK; pp125FAK; Phospho-FAK-Y576/577
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	5747
Identifiant du gène	5747
Immunogène	Peptide synthétique ; peptide phosphorylé synthétique autour de Y576 & Y577 du PTK2 humain (NP_722560.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q05397
Poids de la protéine	119kDa
Expédition	Sac de glace