

Phospho-Fgfr3-Y724 Pab De Lapin - P22607

Numéro d'article: CM0001115



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique du FGFR3 phosphorylé (Tyr724). Validé pour WB et ELISA sur échantillons humains et murins. Idéal pour l'étude de la signalisation FGFR3 dans le développement squelettique et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-FGFR3-Y724 pAb de lapin
Remarques / Alias	ACH; CEK2; JTK4; CD333; HSGFR3EX; Phospho-FGFR3-Y724
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2261
GeneID	2261
Immunogène	Peptide synthétique
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P22607
Poids de la protéine	88 kDa
Expédition	Sac de glace