

Pab De Lapin Phospho-Filamine A-S2152 Pour Wb, Elisa - P21333

Numéro d'article: CM0001772



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Phospho-Filamine A-S2152 validé pour WB et ELISA contre la Filamine A (281 kDa) humaine, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur le cytosquelette d'actine, la signalisation et les maladies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin Phospho-Filamine A-S2152
Remarques/Alias	FLN; FMD; MNS; OPD; ABPX; CSBS; CVD1; FGS2; FLN1; NHBP; OPD1; OPD2; XLVD; XMVD; FLN-A; ABP-280; Phospho-Filamine A-S2152
Espèce	Humaine
ID du gène (Humain)	2316
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P21333
Poids de la protéine	281 kDa
Expédition	Sac de glace