

Anticorps Pol Rabbit Phospho-Foxo1-S319 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q12778

Numéro d'article: CM0000813



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique au phospho ciblant la phosphorylation au niveau de la Ser319 du FOXO1 humain (ID de gène : 2308). Validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation de l'insuline et de l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-FOXO1-S319 Lapin pAb
Remarques/Alias	FKH1; FKHR; FOXO1A; Phospho-FOXO1-S319
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2308
GeneID	2308
Immunogène	Peptide Synthétique : Un peptide phosphorylé synthétique autour de la S319 du FOXO1 humain (NP_002006.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB,IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q12778
Poids Protéique	70kDa
Expédition	Sac de glace