

Phospho-Foxo3A-S253 Pab De Lapin Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O43524

Numéro d'article: CM0000803



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique dirigé contre FOXO3A (phospho-Ser253). Validé pour WB, IHC-P, ELISA. Détecte l'homme, la souris, le rat. Idéal pour les études sur l'apoptose, l'autophagie et la régulation de la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-FOXO3A-S253 pAb de lapin
Remarques / Alias	FOXO2; AF6q21; FKHL1; FOXO3A; FKHL1P2; Phospho-FOXO3A-S253
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2309
GeneID	2309
Immunogène	Peptide phosphorylé synthétique autour du résidu S253 de FOXO3A humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43524
Poids de la protéine	71kDa
Expédition	Sac de glace