

Anticorps Polyclonal De Lapin Phospho-Foxo3A-S425 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O43524

Numéro d'article: CM0001987



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique ciblant la phosphorylation de FOXO3A au niveau de Ser425. Validé pour WB, IHC-P, ELISA avec une réactivité croisée envers l'humain, la souris, le rat. Soutient la recherche sur l'apoptose et l'autophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin Phospho-FOXO3A-S425
Remarques/Alias	FOXO2 ; AF6q21 ; FKHL1 ; FOXO3A ; FKHL1P2 ; Phospho-FOXO3A-S425
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2309
GeneID	2309
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour de S425 de FOXO3A humain (NP_001446.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43524
Poids moléculaire protéique	71 kDa
Expédition	Sac de glace