

Anticorps Polyclonal De Lapin Phospho-Foxo4-S197 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P98177

Numéro d'article: CM0000925



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Phospho-FOXO4 (S197) validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Détecte la FOXO4 phosphorylée au niveau de la Ser197 chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour les études sur la signalisation par l'insuline, le cycle cellulaire et la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-FOXO4-S197 Rabbit pAb
Remarques / Alias	AFX ; AFX1 ; MLLT7 ; Phospho-FOXO4-S197
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	4303
GeneID	4303
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de S197 de la FOXO4 humaine (NP_005929.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P98177
Poids de la protéine	54kDa
Expédition	Sac de glace