


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Gab1 (Tyr659) Pour Wb, Elisa - Q13480

Numéro d'article: CM0001009



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin détectant la GAB1 phosphorylée sur la tyrosine 659. Validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA ; réagit avec les protéines humaines et murines. Idéal pour les études des voies de signalisation impliquant EGFR, INSR et MET/HGF. Poids moléculaire ~77 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-Phospho-GAB1-Y659
Remarques/Alias	DFNB26 ; Phospho-GAB1-Y659
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	2549
Identifiant du gène	2549
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique phosphorylé autour de Y659 de la GAB1 humaine (NP_002030.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q13480
Poids de la protéine	77kDa
Expédition	Sac de glace