


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Gata1-S310 Pour Wb, Elisa - P15976

Numéro d'article: CM0001605



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Phospho-GATA1-S310 validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit avec le GATA1 humain, murin et de rat phosphorylé sur la Ser310. Convient pour la recherche sur le développement érythroïde et la régulation de la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-Phospho-GATA1-S310 (pAb)
Remarques/Alias	GF1, GF-1, NFE1, XLTT, ERYF1, NF-E1, XLANP, XLTDA, GATA-1, HAEADA, Phospho-GATA1-S310
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2623
GeneID	2623
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phospho-spécifique correspondant aux résidus entourant la S310 du GATA1 humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P15976
Poids protéique	43 kDa
Expédition	Sac de glace