


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Glur1/Gria1 (S836) Pour Wb - P42261

Numéro d'article: CM0001100



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique ciblant GluR1/GRIA1 à la sérine 836. Conçu pour la détection par Western blot de la sous-unité du récepteur AMPA chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche en neurosciences et sur la plasticité synaptique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-Phospho-GluR1/GRIA1-S836
Remarques/Alias	GLUH1; GLUR1; GLURA; GluA1; HBGR1; MRD67; MRT76; Phospho-GluR1/GRIA1-S836
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2890
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide phospho-spécifique correspondant aux résidus entourant la S836 de la GluR1/GRIA1 humaine
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P42261
Poids de la protéine	102 kDa
Expédition	Sac de glace