


Polyclonal Ac De Lapin Phospho-GluR2/Gria2-S880 Pour Wb - P42262

Numéro d'article: CM0001796



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique ciblant GluR2/GRIA2 au niveau du sérine 880. Validé pour le WB avec réactivité croisée chez l'homme, la souris et le rat. Adapté à la recherche en neurosciences sur la signalisation des récepteurs AMPA et la plasticité synaptique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-GluR2/GRIA2-S880 Lapin pAb
Remarques / Alias	GLUR2; GLURB; GluA2; HBGR2; NEDLIB; gluR-2; gluR-B; GluR-K2; Phospho-GluR2/GRIA2-S880
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2891
GeneID	2891
Immunogène	Peptide phospho-spécifique correspondant aux résidus autour de S880 de GluR2/GRIA2 humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P42262
Poids de la protéine	99kDa
Expédition	Sac de glace