

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Grin2B-Y1474 Pour Wb, Elisa - Q13224

Numéro d'article: CM0000802



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-Phospho-GRIN2B-Y1474 détecte la sous-unité NR2B du récepteur NMDA phosphorylée sur la tyrosine 1474 (Y1474) dans des échantillons humains, de souris et de rat. Validé pour le WB et l'ELISA, cet anticorps soutient la recherche en neurosciences sur la plasticité synaptique et l'excitotoxicité.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-Phospho-GRIN2B-Y1474
Remarques/Alias	NR3; MRD6; NR2B; hNR3; DEE27; EIEE27; GluN2B; NMDAR2B; Phospho-GRIN2B-Y1474
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	2904
ID de gène	2904
Immunogène	Un peptide synthétique phosphorylé autour de la position Y1474 de la protéine GRIN2B humaine (NP_000825.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13224
Poids de la protéine	166 kDa
Expédition	Sac de glace