

Acm Phospho-Gsk3A-S21+Gsk3B-S9 De Lapin Pour Wb, Elisa - P49840/P49841

Numéro d'article: CM0001729



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin phospho-spécifique dirigé contre GSK3 α (S21) et GSK3 β (S9). Validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur la signalisation Wnt, la résistance à l'insuline et la maladie d'Alzheimer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM phospho-GSK3 α -S21+GSK3 β -S9 de lapin
Remarques / Alias	GSK3B; GSK 3 beta; GSK3A; GSK 3 alpha; Phospho-GSK3 α -S21+GSK3 β -S9
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2931/2932
GeneID	2931/2932
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide phosphorylé synthétique autour des résidus S21 et S9 de GSK3 α /GSK3 β humaine (NP_063937.2/NP_002084.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P49840/P49841
Poids de la protéine	51 kDa/46 kDa
Expédition	Sac de glace