


Phospho-Gsk3B-S9 Lapin Pab - P49841

Numéro d'article: CM0000590



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la Ser9 phosphorylée de la GSK3 β humaine, validé pour WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation Wnt et de la maladie d'Alzheimer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-GSK3 β -S9 Lapin pAb
Remarques/Alias	GSK3B; gsk-3 β ; Phospho-GSK3 β -S9
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	2932
ID de gène	2932
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49841
Poids de la protéine	47kDa
Expédition	Sac de glace