


Phospho-Gsk3B-Y216 + Gsk3A-Y279 Lapin Pab - P49840 / P49841

Numéro d'article: CM0001003



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique reconnaissant GSK3 β -Y216 et GSK3 α -Y279, adapté pour WB, IHC-P et ELISA sur des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour les études sur la signalisation de l'insuline, la voie Wnt et la maladie d'Alzheimer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-GSK3 β -Y216 + GSK3 α -Y279 Lapin pAb
Remarques/Alias	GSK3B ; gsk-3 β ; Phospho-GSK3 β -Y216 + GSK3 α -Y279
Espèce	Humain
Identifiant du gène	2931 / 2932
Immunogène	Peptide synthétique phosphorylé autour de Y216/Y279 de GSK3 β /GSK3 α humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49840 / P49841
Poids moléculaire protéique	47 kDa
Expédition	Sac de glace