


Anticorps Polyclonal De Lapin Phospho-Gsk3B-Y216 + Gsk3A-Y279 Pour Wb, Elisa - P49841

Numéro d'article: CM0001216



Introduction

Anticorps phospho-spécifique dirigé contre GSK3 β (pTyr216) et GSK3 α (pTyr279). Validé pour WB et ELISA sur échantillons humains. Indispensable pour la recherche sur la signalisation Wnt, le métabolisme du glucose et la maladie d'Alzheimer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-GSK3 β -Y216 + GSK3 α -Y279 pAb de lapin
Remarques / Alias	GSK3B; gsk-3 β ; Phospho-GSK3 β -Y216 + GSK3 α -Y279
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	2931/2932
Identifiant du gène	2931/2932
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de la tyrosine 216 de GSK3 β humaine (NP_001139628)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P49841
Poids de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac de glace