

Anticorps Polyclonal De Lapin Phospho-Hdac4-S246/Hdac5-S259/Hdac9-S220 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P56524 / Q9Uql6 / Q9Ukv0

Numéro d'article: CM0000428



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique détectant HDAC4 (S246), HDAC5 (S259) et HDAC9 (S220) pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Adapté aux études sur la régulation de la chromatine et la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-HDAC4-S246/HDAC5-S259/HDAC9-S220 pAb de lapin
Remarques/Alias	HDAC4/HDAC5/HDAC9; Phospho-HDAC4-S246/HDAC5-S259/HDAC9-S220
Espèce	Humain
GenelD (humain)	9759/10014/9734
GenelD	9759/10014/9734
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phospho-spécifique correspondant aux résidus autour de S246 de l'HDAC4 humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P56524/Q9UQL6/Q9UKV0
Poids de la protéine	57-65kDa/97-122kDa
Expédition	Sac de glace