


Anticorps Monoclonal De Lapin Phospho-Hdac4-S632 Pour Wb Et Elisa - P56524

Numéro d'article: CM0001615



Introduction

Le Phospho-HDAC4-S632 Rabbit mAb est un anticorps spécifique de la phosphorylation conçu pour les applications Western blot (WB) et ELISA. Il détecte l'HDAC4 humaine phosphorylée sur la sérine 632, et soutient la recherche sur l'épigénétique et la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-HDAC4-S632 Rabbit mAb
Remarques / Alias	HD4; AHO3; BDMR; HDACA; HA6116; HDAC-4; HDAC-A; NEDCHF; NEDCHID; Phospho-HDAC4-S632
Espèce	Humain
GeneID	9759
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de S632 de Phospho-HDAC4-S632 humain (NP_006028.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Applications	WB, ELISA
Réaction croisée	Humain
SWISS	P56524
Poids de la protéine	119 kDa
Expédition	Sac de glace