


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Hdac4-S632 Pour Wb - P56524

Numéro d'article: CM0000786



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-Phospho-HDAC4-S632 détecte les niveaux endogènes de HDAC4 phosphorylée à la sérine 632. Validé pour le Western blot sur des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la chromatine et l'épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-Phospho-HDAC4-S632
Remarques/Alias	HD4; AHO3; BDMR; HDACA; HA6116; HDAC-4; HDAC-A; NEDCHF; NEDCHID; Phospho-HDAC4-S632
Espèce	Humain
GeneID (humain)	9759
GeneID	9759
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P56524
Poids de la protéine	119 kDa
Expédition	Sac de glace