

Anticorps Polyclonal Phospho-Hdac5-S498 De Lapin Pour Wb Et Elisa - Q9Uql6

Numéro d'article: CM0001466



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre HDAC5 phosphorylé (S498) pour des applications Western blot et ELISA. Réagit avec HDAC5 humain, de souris et de rat. Convient pour la recherche sur la régulation épigénétique, le remodelage de la chromatine et la répression transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-HDAC5-S498 Lapin pAb
Remarques / Alias	HD5, NY-CO-9, Phospho-HDAC5-S498
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	10014
ID du gène	10014
Immunogène	Peptide phosphorylé synthétique autour de S498 de HDAC5 humain (NP_005465.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UQL6
Poids de la protéine	122kDa
Expédition	Sachet de glace