


Phospho-Hdac8-S39 Pab De Lapin - Q9By41

Numéro d'article: CM0000900



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique ciblant HDAC8 au niveau du Ser39. Validé pour IF/CCI sur échantillons humains ; détecte l'histone désacétylase 8 impliquée dans le remodelage de la chromatine et la répression transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-HDAC8-S39 pAb de lapin
Remarques / Alias	HD8; WTS; RPD3; CDA07; CDLS5; KDAC8; MRXS6; HDACL1; Phospho-HDAC8-S39
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	55869
ID du gène	55869
Immunogène	Peptide synthétique ; peptide phospho-spécifique correspondant aux résidus autour de S39 de l'HDAC8 humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	IF/ICC
Réaction croisée	Humain
SWISS	Q9BY41
Poids de la protéine	42 kDa
Expédition	Sachet de glace