


Mab De Lapin Anti-Phospho-Her2/ErbB2-Y1139 Pour Wb Et Elisa - P04626

Numéro d'article: CM0001343



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin Phospho-HER2/ErbB2-Y1139, validé pour WB et ELISA, détecte spécifiquement le HER2 humain phosphorylé sur la tyrosine 1139. Adapté à l'étude des voies de signalisation HER2 dans la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin Phospho-HER2/ErbB2-Y1139
Remarques/Alias	NEU ; NGL ; HER2 ; TKR1 ; CD340 ; HER-2 ; VSCN2 ; MLN 19 ; MLN-19 ; c-ERB2 ; c-ERB-2 ; HER-2/neu ; p185(erbB2) ; Phospho-HER2/ErbB2-Y1139
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2064
GeneID	2064
Immunogène	Peptide synthétique Peptide phosphorylé synthétique autour de Y1139 de l'ErbB2 humain (P04626).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P04626
Poids de la protéine	138 kDa
Expédition	Sac de glace