


Ac Mab De Lapin Anti-Histone H2Ax Phospho-S139 Pour Wb, Ip, If/Icc, Elisa - P16104

Numéro d'article: CM0000817



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la sérine 139 phosphorylée de l'Histone H2AX (H2A.X). Validé pour WB, IP, IF/ICC et ELISA avec réactivité croisée chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les dommages et la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac mAb de lapin anti-Histone H2AX phospho-S139
Remarques/Alias	H2A.X; H2A/X; H2AFX
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	3014
ID de gène	3014
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique phosphorylé autour de la S139 de l'Histone H2AX humaine (NP_002096.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P16104
Poids de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac de glace