


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Histone H2Ax Phosphorylée Sur S139 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P16104

Numéro d'article: CM0000512



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-Histone H2AX phosphorylée sur S139 détecte des cibles humaines, murines et de rat. Conçu pour les études sur les dommages à l'ADN, la réparation et le cycle cellulaire par WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Anticorps de qualité recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-Histone H2AX phosphorylée sur S139
Remarques/Alias	H2A.X; H2A/X; H2AFX; Histone H2AX phosphorylée sur S139
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	H2A
GeneID	3014
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide phosphorylé synthétique autour du S139 de l'histone H2AX humaine (NP_002096.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P16104
Poids moléculaire	15 kDa
Expédition	Sac de glace