


Mab De Lapin Anti-Phospho-Histone H3-S10 Pour Wb, Ihc-P, Ip, Db, Elisa - Q16695 / P68431

Numéro d'article: CM0000771



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Phospho-Histone H3 (Ser10) haute spécificité, validé pour WB, IHC-P, IP, DB, ELISA. Réagit avec l'histone H3 humaine, de souris et de rat ; idéal pour les études épigénétiques et de signalisation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-Phospho-Histone H3-S10
Remarques / Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Immunogène	Peptide synthétique
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Applications	WB, IHC-P, IP, DB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (large gamme prédite)
SWISS	Q16695/P68431
Poids de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac de glace